

# *Palloncino intragastrico*

*Raggiungi un nuovo stile di vita  
con una sana perdita di peso*



Un'alternativa non  
chirurgica per il  
trattamento dell'obesità



*Innovating for health*

# Palloncino intragastrico

## RAW MATERIAL

The raw material is totally imported. It has certification in Europe and in the United States for used in long-term implants. Conevita's Intragastric Balloon is certified according to the international biocompatibility rules, being approved by the following tests:

## IL PALLONCINO INTRAGASTRICO DI MEDICONE È FORNITO STERILE CON I SEGUENTI ARTICOLI:

- Palloncino intragastrico con tubo filtrante e guida;
- Tubo di collegamento di collegamento al sistema chiuso;
- Istruzioni per l'uso;
- Scheda paziente.

- Tossicità sistemica;
- Sensibilizzazione cutanea;
- Impianti a lungo termine;
- Citotossicità;
- Irritazione cutanea;
- Mutazione genica.

Immagine di un palloncino Medicone impiantato foto di uno stomaco)



Paziente femmina - 35 anni - Female patient - 35 years - Endoscopia digestiva superiore (esofagogastroduodenoscopia)

## PROVE MECCANICHE

La certificazione Intragastric Balloon di Medicone relativa alle sue caratteristiche meccaniche è assicurata e testata attraverso esperimenti condotti in laboratori accreditati.

- Resistenza all'impatto sistemico;
- Resistenza alla fatica;
- Allungamento;
- Processo di invecchiamento;
- Resistenza al succo gastrico.

## INDICAZIONI

- Pazientii in sovrappeso;
- Pazienti con restrizioni ai medicinali anorettici;
- Pazienti obesi con comorbidità e restrizioni per le procedure chirurgiche;
- Prima del trattamento per migliorare le condizioni cliniche nei pazienti indicati per le procedure chirurgiche.



### **PROCEDURA MINIMAMENTE INVASIVA, SICURA ED EFFICIENTE PER LA PERDITA DI PESO**

- Procedura di collocamento e rimozione senza necessità di ricovero in ospedale.
- Procedura totalmente endoscopica.
- Nessun intervento chirurgico.
- Rapido recupero delle attività quotidiane.
- Non è necessaria l'anestesia generale.
- Il paziente è sedato per la procedura.
- Nessuna restrizione fisica al paziente.
- Procedura totalmente reversibile.




***Il palloncino intragastrico di Medicone è progettato per indurre una sensazione di sazietà precoce, portando a una riduzione dell'assunzione di cibo, consentendo l'apprendimento di nuove routine di alimentazione.***

È costituito da un guscio in silicone di grado medico, con un sistema valvolare e un catetere radio-opaco per l'introduzione. È progettato per rimanere sullo stomaco per un periodo massimo di sei mesi. È riempito con soluzione salina sterile e blu di metilene.



Può essere regolato in base al biotipo del paziente al volume di filtraggio da 400 a 700 ml.

Il paziente deve essere seguito da un team multidisciplinare durante il periodo di trattamento.



**CE**  
0434

